




Digital Bathroom Scale

Model HD-384/387

JA 取扱説明書
EN INSTRUCTIONS FOR USE
DE BEDIENUNGSANLEITUNG
FR NOTICE D'UTILISATION
NL AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK
ITISTRUZIONI PER L'USO.
ES INSTRUCCIONES DE USO
PT MANUAL DE INSTRUÇÕES
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
CT 説明書
KO 사용설명서



(Fig. 1)

(Fig. 2)
(HD-384)(Fig. 3)
(HD-387)

JA 説明書

安全上のご注意

- 警告** この表示の欄は、「人が死亡または重傷を負う可能性のある」内容を表示しています。
- タイル面やぬれた床など、すべりやすい所には絶対置かない転倒したり、すべてけがをする可能性があります。(また、本機内部に水が侵入して故障の原因になります。)
- 本機の端にのつたり、飛びのつたり、跳ねたりしない転倒したり、すべりつたりしてけがをする可能性があります。
- 濡れた体でのらない転倒したり、すべてけがをする可能性があります。
- 物を落としたり飛びのつたり、強い衝撃を与えない強化ガラスを使用していますが、ガラスが破損し、けがをする可能性があります。

- △注意** この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性のある」内容を表示しています。
- 隙間や穴に指を入れないけがをする可能性があります。
- 乳幼児には、絶対に持ち運びさせない落として、けがをする可能性があります。
- 体の不自由な方がご使用になるときは、1人で測定しない介護者が援助するか、手すりの使用をおすすめください。(※手すりなどを利用した場合、測定値は参考値として捉えてください。)
- 新しい電池と古い電池、種類の違う電池を同時に使用しない液漏れや発熱、破裂の可能性があり、本機の故障、けがなどの原因になります。(長時間ご使用にならない場合は、電池を本機から取り外してください)
- 電池を入れるときは、極性(+)、(-)の方向を間違わない液漏れや発熱、破裂の可能性があり、本機の故障、けがなどの原因になります。
- 携帯電話やマイクロ波治療機などを本機の近くで使用しない誤作動して正確に測定できない可能性があります。

1. 電池の入れかた

- 1) 本体を裏返しにし、バッテリーカバーの爪を押し上げて開け、電池を入れてください。
- 2) 電池を入れた後は、必ず本体を硬く平らな床上に置き、1度本体中央を軽く踏んでください。「8 8 8 8」表示後、「0. Okg」が表示されてからおっしゃってください。
※「Err」を表示した時は、2)から操作をやり直してください。

2. はかりかた

- 1) 正しく設置し、本体にのつてください。自動的に電源がONし、体重を測定します。
- 2) 体重が確定すると、表示部に測定値を点滅表示します。
- 3) 測定後約30秒経つと、自動的に電源が切れます。
- * 測定途中で、本体から降りた場合は約4秒後に自動的に電源が切れます。

3. 使用上の注意

- ・硬く、平らな安定した所でご使用ください。
- ・コルク床やクッションフロアなど軟らかい床でご使用になると、凹みなどの跡が残る可能性があります。
- ※ご使用前に目立たない場所(ご使用される場所の隅の方など)でご確認下さい。
- ・じゅうたんや、畳の上ではご使用できません。
- ・測定値が最大計量を超える場合は「LO」を表示します。電池が消耗していくと「LO」を表示しますので、速やかに新しい電池と交換してください。
- ・付属の「お試し用電池」は工場出荷時に納められたものですので、寿命が短くなっている場合があります。
- ・古い電池は、お住まいの市町村の廃棄方法に従って処理してください。

4. 仕様

型式	HD-384/387
最大計量(ひょうりょう)	200kg
測定範囲・最小表示	0kg - 100kgまで 100g 100kg - 200kgまで 200g
電源	HD-384 DC6V 単4アルカリ乾電池×4本(付属) HD-387 DC3V 単4乾電池(R03)×2本(付属)
本体寸法・重量	HD-384 D320×W350×H26mm 約3.0kg(電池含) HD-387 D319×W379×H28mm 約2.7kg(電池含)
消費電流	HD-384 最大60mA以下 HD-387 最大30mA以下
電池寿命	約1年(1日に5回はかった場合)

5. 体重精度の保証範囲

- ・本機はJIS(家庭用ばかり)に定められた技術基準で製造し、厳重な検査のうえ出荷しております。
- なお、ご使用の場合、はかられた体重に対して下記の範囲まで精度を保証します。

100kgまではかる場合	±200g
100kgをこえて200kgまではかる場合	±400g

- ・ご家庭で体重をはかることを目的に作られておりませんので、物品の売買取引や目方を証明する場合にはご使用になれません。

株式会社 TANITA

本社 東京営業所 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2
 大阪 営業 所 〒577-0013 大阪市此花区1-3-15
 名古屋 営業 所 〒465-0072 名古屋市名東区牧の原2-707
 福岡 営業 所 〒810-0882 福岡市博多区愛野4-2-6
 北日本 営業 所 〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1

ホームページアドレス <http://www.tanita.co.jp>

フリーダイヤル 0120-133821

受付時間 / 9:00~18:00 (土・日・祝祭日は除く)

お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2

タニタサービスセンター 〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1

お問い合わせ先

HD3877621(2) 1108MA

EN INSTRUCTIONS FOR USE

1. Specifications

Capacity: 200kg/ 440lb/ 31st 6lb
 Graduation: 0.1kg/ 0.2lb/ 0.2lb (HD-384)
 0.1kg/ 0.2lb/ 1lb (HD-387)
 Battery Type: (Fig. 2) AAA x 4, (Fig. 3) AAA x 2

2. Parts (Fig. 1)

- Body
- Display
- Battery (Bottom)

3. Activating The Scale (Only When Installing New Batteries)

- 1) Insert batteries.
- 2) Place the scale on a firm even surface, making sure all four feet make contact at the same time.
- 3) With your foot tap the middle of the platform to activate the scale.
- On the LCD display "8888" will appear - wait until it changes to "0.0" before stepping onto the platform.
 * If "Err" appears on the display, redo the steps from 2).

4. Weighing

- 1) Select your preferred weight mode using the weight Mode Switch on the bottom of the scale.(HD-387)
- 2) Step onto the platform and stand still.
- 3) After few seconds your weight will flash on the display.
- 4) The scale will turn off automatically after 30 seconds.

- * The scale should be used on a firm surface for accurate weighing, not recommended for use on carpeted surfaces.
- * The LCD will display "OL", if the weight is over 200 kg / 440 lb / 31 st, 6 lb, and will turn off after 30 seconds.
- * Whenever moving the scale to another location make sure that it is turned off.

5. Replacing the Batteries

- When the low battery sign (Lo) appears on the LCD, remove the current batteries and replace them with new set as indicated in Fig 2 and 3.

6. Care Instructions

- 1) Be careful not to open the scale or tamper with its mechanism or circuitry. These actions will void all warranty coverage.
- 2) Take care not to spill water or chemical liquids onto the scale. Wipe the scale with a damp cloth periodically.
- 3) When not used for long periods of time, remove the batteries to prevent damage.
- 4) Do not use this scale while operating transmitters (such as a cell phone), as this may affect your result.
- 5) Do not step on the platform when wet.
- 6) Do not drop any objects onto the platform.

Federal Communications Commission and Canadian ICES Notice

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules and Canadian ICES-003.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio or television technician for help.

Modifications

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by Tanita Corporation may void the user's authority to operate the equipment.

Veränderungen

Die FCC-Richtlinien sagen aus, dass alle Modifikationen, die nicht ausdrücklich von Tanita gebilligt werden, das Benutzerrecht für den Betrieb des Gerätes ungültig machen.

Hinweis der Federal Communications Commission bzw. Canadian ICES

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für FCC-Richtlinien für Digitalgeräte (Klasse B von Teil 15) sowie Canadian ICES-003. Diese Grenzwerte dienen dem angemessenen Schutz gegen schädliche Störwellen in Wohngegenden. Das Gerät erzeugt und verwendet Radiofrequenzen. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß installiert wird, kann es zu Störungen im Funkverkehr kommen.

Dies ist jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation kein Funkstörungen auftreten. Falls das Gerät beim Radio- oder Fernsehempfang Funkstörungen auslöst -- was durch Ein- und Ausschalten des Gerätes ermittelt werden kann -- kann der Benutzer durch die folgenden Maßnahmen Abhilfe schaffen:

- Drehen Sie die Antenne oder stellen Sie diese an einem anderen Ort auf.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine andere Steckdose als an jene des Receivers an.
- Sprechen Sie mit Ihrem Händler oder einem Fernsehtechniker, wenn Sie das Problem nicht selbst lösen können.

Modifications

La FCC exige que l'utilisateur soit avisé du fait que toute modification apportée à l'appareil sans l'approbation de Tanita Corporation risque d'entrainer l'annulation du droit de l'utilisateur à se servir de l'appareil.

Veränderungen

Die FCC-Richtlinien sagen aus, dass alle Modifikationen, die nicht ausdrücklich von Tanita gebilligt werden, das Benutzerrecht für den Betrieb des Gerätes ungültig machen.

CE

This device meets the EMC Directive 2004/108/EC and the RoHS Directive 2011/65/EU.

Notice:

These marks can be found out on contaminant-containing Batteries:

Pb Pb = Battery contains lead,

Cd Cd = Battery contains cadmium,

Hg Hg = Battery contains mercury

Not allowed to mix batteries with consumer wastes!

As consumer you are legally bound to return used or discharged batteries. You can deposit your old batteries at the public collecting points in your town, or wherever the corresponding batteries are sold and specifically marked collecting boxes have been set up. In case of scrapping the apparatus, the batteries should be removed from it and deposited at the collecting points as well.

CE

Dieses Gerät entspricht der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

Remarque:

Vous trouverez les indications suivantes sur les piles contenant des substances polluantes:

Pb Pb = pile contient du plomb,

Cd Cd = pile contient du cadmium,

Hg Hg = pile contient du mercure.

Jeter des piles avec des dechets menagers est interdit!

En tant que consommateur, vous avez l'obligation de rendre les piles usages ou déchargées. Vous pouvez déposer vos vieilles piles dans des lieux de collecte publics de votre ville ou partout où des piles similaires sont vendues et que des boîtes de collecte spécialement indiquées ont été mises en place. En cas de mise au rebut de l'appareil, les piles doivent être ôtées et également déposées dans le point de collecte.

CE

Dit apparaat voldoet aan de EMC-richtlijn 2004/108/EG en de RoHS-richtlijn 2011/65/EU.

Opmerking:

De volgende opschroeven kunnen op batterijen die verontreinigende stoffen bevatten, aange troffen worden:

Pb Pb = Loodhoudende batterij,

Cd Cd = Cadmiumhoudende batterij,

Hg Hg = Kwikhoudende batterij.

Het is verboden om batterijen bij het huisvuil te deponeeren!

Als consument sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte oder ausgelagerte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Stadt oder überall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden und speziell gekennzeichnete Sammellehälter aufgestellt sind. Bei Verschrottung des Gerätes sind die Batterien zu entnehmen und müssen ebenfalls bei Sammellehältern abgegeben werden.

CE

Dit apparaat voldoet aan de EMC-richtlijn 2004/108/EG en de RoHS

